

ÜRÜN KATALOĐU

KAN VE SERUM ISITICI


A-WARM





A-WARM KAN VE SERUM ISITICI

A-WARM Kan Isıtıcı, hassas sıvı ve kan ısıtma teknolojisiyle donatılmış, yüksek güvenilirlik sunan bir cihazdır. Özellikle ameliyatlarda, yoğun bakım ve acil servis gibi ortamlarda güvenle kullanılabilir. Cihaz, infüzyon sıvılarının veya kanın hedeflenen sıcaklığa hızla ulaşmasını sağlayarak hastaların vücut sıcaklığını stabil tutar. Ayarlanabilir sıcaklık kontrolü, kullanım kolaylığı sağlayan dijital ekranı ve kompakt tasarımı ile medikal profesyonellerin ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde geliştirilmiştir. Hem taşınabilir hem de verimli olan A-WARM, kritik durumlarda hız ve güvenliğe önem veren sağlık kuruluşları için idealdir.



TEKNİK ÖZELLİKLER

Sıcaklık Ayarı: 33 - 41°C

Güç: 220V / 50 Hz

Güç Tüketimi: Maks. 120 VA

Sıvı Koruma Derecesi: IP44

Sıcaklık Ayar Hassasiyeti: ±1.0°C

Aşırı Sıcaklık Koruması: 42°C ±1°C / 43°C ±2°C

Düşük Sıcaklık Koruması: -3°C

Isıtma Süresi: -2 dk (20°C - 39°C)

Ağırlık: 276 gr

Ölçüler: 36x67x65 mm

Kullanım Şekli: Sürekli



DENİZLER MEDİKAL SAN. ve TİC. A.Ş.

K. Bakkalköy Mh. Sevda Sk.
Seven Tower No:1 Kat:3
Ataşehir / İSTANBUL
T : +90 216 577 52 22
F : +90 216 577 52 21

info@denizlermedikal.com
www.denizlermedikal.com