



**Genel Boyut (U\*G\*Y):** 890\*510\*770-940mm  
**Maksimum Ağırlık Ölçeği:** 20kg  
**Trendelenburg&Ters Trendlenburg:** 0-10°  
**Yükseklik Ayarı :** 770-940mm

- ABS Plastikten Yapılış Çerçeve Dostu Malzeme
- Plastik Kapaklı Alüminyum Alaşımli Sütun
- Yüksek Yoğunluklu Ve Şeffaf Hazne,
- Kokusuz, 100 °C'nin Üzerindeki Sıcaklıklarda Sterilize Edilebilir
- Gazlı Yay İle Ayarlanabilen Yükseklik Ve Eğim Fonksiyonu
- Kauçuk İçermeyen Tekerlek, Aşınmaya Dayanıklı, Kaymaz, Şok Emilimi,
- Serbestçe 360° Dönebilir
- Frenli İki Tekerlek
- Renk Seçeneği; **Pembe**, **Mavi**, **Yeşil**

