



Yüksek çözünürlüklü renkli TFT ekran, güçlü görünürlük

Veri listesi, Trend Grafiği, Büyük Yazı Tipi gibi veri inceleme arayüzleri ile NIBP verileri bir bakışta netleşir

Düşük güç istemi, alarm, hata mesajı ve zaman gösterimi

İki tür birim: mmHg /kPa

PC ile bağlantı kurun, PC yazılımı veri incelemesi, ölçülen sonuç analizi, trend grafiğinin görünümü, raporların yazdırılması ve diğer işlevleri gerçekleştirebilir

Kompakt ve taşınabilir, kullanıcı dostu arayüz, kullanımı kolay

Hasta aralığı: Yetişkin, Pediatrik, Yenidoğan

24 saat ayaktan NIBP izleme işlevi, 350 gruba kadar ayaktan NIBP verisi bir kez kaydedilebilir.

Otomatik ve manuel ölçüm yönteminin mükemmel kombinasyonu, manuel ölçüm ile bir kez 300 veri grubuna kadar kaydedilebilir.



NIBP

Ölçüm Yöntemi: Osilometri

Ölçü Modu: Üst kol ölçüsü

Otomatik Ölçüm Aralığı: 15, 20, 30, 40, 60, 90, 120, 180, 240 dakika

Ölçüm aralığı: 0mmHg~290mmHg

Çözünürlük: 1 mmHg

Doğruluk: ± 3 mmHg

Bilgi istemi parametresi: SYS, DIA

PR

Ölçüm aralığı: 40bpm~240bpm

Çözünürlük:1bpm

Güç Kaynağı

DC 3V (2x1.5V AA alkalin kuru pil)

Opsiyonel

SpO2 Ölçümü

ANDA MEDİKAL LTD. ŞTİ.

K.Bakkalköy Mh. San. ve Tic. A.Ş.
Seven Tower No:1 Kat:3
Ataşehir / İSTANBUL

T: +90 216 575 0070

F: +90 216 575 0071

M: +90 544 577 5214

www.andamedikall.com
info@andamedikal.com

