



AllBrand™ EKG ELEKTROD KEMERİ

12-lead | Tüm EKG Kabloları ile Uyumlu | Hızlı & Kolay Kurulum | Herkese
Uygun Tek Beden | Elastik | Kadın & Erkek Hastalara Uygun | Tekrar
Kullanılabilir | Traş Gerektirmez



AllBrand™ EKG ELEKTROD KEMERİ

Tüm 12-lead EKG Kemerleri ile Uyumlu



Ref 11005/h

- Tek beden herkese uyar - Elastik
- 12-lead Rest EKG için tasarlanmıştır
- Tüm 12-lead EKG markalarıyla uyumlu
- Snap veya Klips Konnektörleri kullanarak ana kablolara bağlanın
- Dahili 5 göğüs Ag/ AgCL elektrotu
- Bakım gerektirmez
- Elektrotlar ve Plastik Parçalar yerinde değiştirilebilir
- Sanitized® Hijyen korumalı - Gümüş Tabanlı Antimikrobiyal
- Silikon parçalar için 12 Ay Garanti
- Set İçeriği
 - 4 adet EKG Mandal Seti
 - 3&4 mm Kablolar için Banana-Snap adaptör
 - Taşıma Çantası



Adding value
since 1935

Lev Med
Keeping Health Simple™

DENİZLER
MEDİKAL

DENİZLER MEDİKAL SAN. ve TİC. A.Ş.

K.bakkalköy Mh. Sevda Sk.
Seven Tower No:1 Kat:3
Ataşehir / İSTANBUL
T : +90 216 577 52 22
F : +90 216 577 52 21

info@denizlermedikal.com
www.denizlermedikal.com