



### Özellikler

- 7 inç yüksek çözünürlüklü dokunmatik ekran
- Alfamerik Klavye
- Simultane 12 Lead EKG ölçümü
- Otomatik EKG ölçümü ve yorumlama
- 1000 vakaya kadar dahili hafıza kaydı
- Dahili şarj edilebilir yüksek kapasiteli Lityum Batarya
- USB ile bilgisayara EKG verisi aktarımı

### Kutu İçeriği

- Cihaz: 1 adet
- EKG Kablosu: 1 adet
- Mandal Seti: 1 adet
- Puar Seti: 1 adet
- Güç Kablosu: 1 adet
- Termal Kağıt: 1 adet

### Paketleme

- Paket Boyutu: 43x20x42 cm
- Paket Ağırlığı: 5.5 kg

### Teknik Özellikler

ÖZELLİK	Açıklama
Lead	Standart 12 Lead
Yorumlama Modu	Simultane 12 Kanal
Örnekleme Oranı	1000Hz
A/D Dönüştürücü	24bits
Bant Genişliği	0.05 ~ 160Hz (-3db)
Çalışma Modu	Manuel, Otomatik, Ritim, 1 Kanal-1 Dakika
Filtre	AC Filter: 50 Hz / 60Hz EMG Filter: 25 Hz / 35 Hz / 45Hz/75 Hz / 100 Hz / 150Hz DFT filter: 0.05Hz/0.5Hz
CMRR	≥100dB (add AC filter)
Giriş Modu	Floating and defibrillation protection
Giriş Empedansı	≥50MΩ (10Hz)
Giriş Devre Akımı	≤0.05μA
Giriş Dinamik Aralık	±10mVp-p
Hasta Kaçak Akımı	< 10μA
Kalibrasyon Voltaj	1mV±2%
Polarize Voltaj	≥±300mV
Zaman Sabiti	≥3.2s
Kağıt Tipi	210mm (W)*30m(L)
Yazdırma Biçimi	Termal Yazıcı
Gürültü Seviyesi	< 15μ Vp-p
Hafıza	1000 cases
Eşik	≤20μV
Kazanım Hassasiyeti	2.5mm/mV, 5mm/mV, 10mm/mV, 20mm/mV(standard sensitivity: 10mm/mV)
Yazdırma Hızı	12.5mm/s,25mm/s,50mm/s (±3%)
AC	100~240V, 50/60Hz,
DC	14.4V, 2500mAh, 36.00Wh, built-in lithium battery