

Perfect Aneroid Tansiyon Aleti

Model : **HS-201B2**



- Manşet içliği ve hortumlar kaliteli malzemeden imal edilmiştir
- Manşet içlikleri, 12,5cm ± 0.5cm ve 22,5cm ±1cm ebatlıdır
- Manşetler, 13,5 cm ve 49cm ebatlıdır
- Manşetler rahatlıkla yıkanabilir

- Manometre haznesi, puar kaşığı nikel kaplama ve kromajlanmıştır
- Puar kaf kesesini kolayca şişirmektedir.
- Hava musluğu vida ile sabitlenmiş olup sonuna kadar gevşetirse de çıkmaz



48mm çapında hassas şekilde sıfıra ayarlanmış manometre ekranı



Krom kaplı piringç hava tahliye valfi



Mikro tornavida ile manometre ayarı



Taşıma çantası

Ölçüm Skalası : 0-300mmHg
Çift tüp teknolojisi
Krom kaplama gövde
Luer konektör sistemi