



VICTORIA LIPOS

LIPOSUCTION ÜNİTESİ

- Süper Sessiz Çalışma
- Alüminyum alümin entegre sehpa
- Güvenilir ve titreşimsiz çalışma
- Ekstra fan ile soğutma
- Sürekli çalışmaya uygun tasarım
- Düşük bakım maliyeti
- Yenilikçi Avrupa Dizaynı

- Süper Sessiz Çalışma
- Alüminyum alışımlı entegre sehpa
- Güvenilir ve titreşimsiz çalışma
- Ekstra fan ile soğutma
- Sürekli çalışmaya uygun tasarım
- Düşük bakım maliyeti
- Yenilikçi Avrupa Dizaynı



Yüksek akış koruması

Renk kodlu vakum göstergesi

Renkli on/off düğmesi ile
EU standard EN ISO 10079-1

Ergonomik Vakum Regülatörü
Cihaz kırılmaz, yangın geciktirici ve UV korumalı
materyalden yapılmıştır.

Change-over valf ile tek bir hamle ile bir kavanozdan
diğere geçiş imkanı

Kavanoz Tutucu
Paslanmaz metal ray sistemi ile

İstenilen miktarda aksesuarın
kullanımına olanak verir

BİLGİSAYARINIZDAN DAHA SESSİZ!

SES VE TİTREŞİMLERİ ENGELLEYİCİ
ÖZEL SİSTEM İLE KOLAY KULLANIM

Frenli antistatik tekerlekler



VICTORIA LIPOS

Liposuction Cihazı

Süper sessiz çalışma ile
Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi
alanında kullanılan Liposuction Cihazı

TEKNİK ÖZELLİKLER

Açıklama	LIPOS
Aspiratör Kavanozu	2 litrelik 2 adet
Devre	Aspiratör devresi
Filtre	MSF
Konteyner	Katater Konteyneri
Valf sistemi	Change - over valve
Mobil stand	Dört tekerlekli
Hava akış kapasitesi +/- 5%	50 l/dk
Vakum	0-93 kPa (0-697.5 mmHg)
Sterilizasyon	121°C
Güç	110 VA
Voltaj	230V/50-60 Hz ±10%
Ölçüler (w x h x l) mm	480 x 900 x 460
Ses düzeyi	39.4dB(A)
Ağırlık (aksesuarlar hariç)	21 kg

OPSİYONEL AKSESUARLAR

Renk kodlu Vakum göstergesi



Aşırı akımı önleyici şamandıra seçimi



2L kavanoz için destek çemberi



Destek çemberi tutucu



Ray sistemi



Disposible torba kavanoz MONOKIT



0,5 - 4 l polycarbonat ve polysulfon aspiratör kavanozları



MSF mikrobiyolojik vakum filtresi



Kolay ve güvenli kulp



Change-over valve



IEC güç çıkışı ünitesi




Hava kontrollü on/off ayak pedali



Tabla



Sepet



Ekstra kavanozlar için tutamaç



Aspiratör devresi tutucu



**DENİZLER
MEDİKAL**

DENİZLER MEDİKAL SAN. ve TİC. A.Ş.

K.bakkalköy Mh. Sevda Sk.
Seven Tower No:1 Kat:3
Ataşehir / İSTANBUL
T : +90 216 577 52 22
F : +90 216 577 52 21

info@denizlermedikal.com
www.denizlermedikal.com

