

# SeaMed® KS-1088 Mobil LED Loop Lamba



<b>Model</b>	KS-1088
<b>Parlaklık Kontrolü</b>	10 Seviyeli
<b>Kullanım Alanı</b>	Dermatoloji, Cilt Bakımı, Plastik Cerrahi, Güzellik Merkezi
<b>Gövde</b>	5 Kollu Metal Ayaklar

<b>Renk Sıcaklığı</b>	Ayarlanabilir
<b>Parlak Işık</b>	3.600 - 4.200 Kelvin
<b>Yumuşak Işık</b>	3.200 - 3.500 Kelvin
<b>Gün Işığı</b>	4.300 - 6.000 Kelvin
<b>Işık Kaynağı</b>	36 Adet LED Işık
<b>Büyüteç</b>	5x / 10x Büyütme
<b>Voltaj</b>	110-240V, 50 Hz
<b>Güç Tüketimi</b>	12 W



Denizler Medikal San ve Tic. A.Ş.  
K.bakkalköy Mah. Sevdâ Sk. Seven Tower No:1 kat:3  
Ataşehir / İSTANBUL  
Telefon: +90 (216) 577 52 22  
Fax: +90 (216) 577 52 21  
[www.denizlermedikal.com](http://www.denizlermedikal.com)  
[info@denizlermedikal.com](mailto:info@denizlermedikal.com)