



TEKNİK VERİLER

- Güvenlik Standardı
GB9706.1-1995
- Çalışma Koşulları
Çalışma Isısı: 5-40 °C
Saklama Isısı: (-20) - (55) °C
Nem: <80%
Basınç: 86-106 kPa
- Güç Girişi
AC 220V
- Ekran
17" TFT LCD Ekran
- Medikal Yazılım
Grafikler: 2 Kanal EKG, 1 Kanal RESP,
1 Kanal PLETH

Parametreler: HR, RESP, ST, SPO2, PR,
NIBP, ISI, FR, TOCO, FM

ÖZELLİKLER

- Kablolü/Kablosuz Bağlantı
- 64 Monitör Bağlantı Kapasitesi
- 3 Seviyeli Ayarlanabilir Sesli ve Görsel Alarm
- Çift Ekran Görüntüleme