



MS 58 Enjektör Pompası

2ml-60ml



- Tüm enjektörleri destekler 2ml'den 60 ml'ye
- Hassasiyet: $\pm 2\%$
- Tuşlu Kullanım ile kolay kurulum



Dokunmatik
Ekran



Güç Adaptörü

Isınma Riskinden kaçınmak için harici güç adaptörü



Bilgi Sistemi

Wifi Bağlantısı



Dil Desteği

Çoklu Dil Desteği

Enjektör Boyutu: 2 ml/ 5 ml/ 10 ml/ 20 ml/ 30 ml/ 50-60 ml

Hacim: 0.1 - 9999.9 ml: 0.1 ml

Akış Hızı: 2 ml: 0.1-100 ml/sa; 5 ml: 0.1-150 ml/sa
10 ml: 0.1-400 ml/sa; 20 ml: 0.1-600 ml/sa
30 ml: 0.1-1000 ml/sa; 50-60 ml: 0.1-1800 ml/sa

Hassasiyet: $\pm 2\%$

BOLUS: 2 ml: 100 ml/sa; 5 ml: 150 ml/sa
10 ml: 400 ml/sa; 20 ml: 600 ml/sa
30 ml: 800 ml/sa; 50-60 ml: 800 ml/sa

KVO: Akış ≥ 10 ml/sa: KVO= 3 m/sa
Akış ≥ 1 ml/sa < 10 ml/sa: KVO 1 ml/sa
Akış < 1 ml/sa: KVO=Akış

Alarm: Pil Bitti, Düşük Pil, Bitmek Üzere, VTBI Bitti, Yanlış Enjektör Yerleşimi,
Enjektör Boyut Hatası, Piston Hatası, Durdurma Zamanaşımı, Tıkanıklık vb.

Tıkanıklık: Yüksek/Düşük
100 kpa / 50 kpa

Güç: 100-240V 50/60 Hz

Batarya: Li-Ion

Sınıflandırma : Class II, Type CF, IPX2

Ölçüleri: 278x145x106 mm / 1.5 kg