


### Teknik Özellikler

Model:

Işık yoğunluğu :  
Lamba başlık çapı :  
Renk sıcaklığı :  
Işık ayarı :  
Işık focal spot ayarı  
Aydınlatma alan çapı :

Uzatma kolu mesefesi :  
Işık kaynağı :  
Güç tüketimi :  
Giriş Voltajı :  
Mevcut konfigürasyonlar :  
Renk :  
Batarya (Opsiyon) :

Plastik Ayak  
5 Tekerlek



**Fokal spot ayarı :**  
Lamba başlığı üzerinden kontrol

**Açı ayarı :**  
Lamba başlığından açı ayarı  
Aşağı-Yukarı  
Sağa-Sola

KS-Q5N(5W)

2500-70000lux Mesafe=40cm  
40mm  
5500- 6000K  
Dimmer ile kademeli olarak  
Lamba başlığı üzerinden kontrol  
maksimum 280mm  
minimum 60mm Mesafe=40cm

100cm esnek

1 LED ( Odaklama Ayarlı )

5W

110V-265V 50/60Hz

Seyyar, Duvara Monte, Masaya Monte , Raya Monte

Siyah

Şarj süresi: 6 Saat

Batarya süresi: 4 Saat

### ANDA MEDİKAL LTD. ŞTİ.

K.Bakkalköy Mh. San. ve Tic. A.Ş.  
Seven Tower No:1 Kat:3  
Ataşehir / İSTANBUL

T: +90 216 575 0070

F: +90 216 575 0071

M: +90 544 577 5214

www.andamedikal.com  
info@andamedikal.com



SeaMed®



SeaMed KS-Q5N LED  
Muayene Lambası