

TEKNİK ÖZELLİKLER

SeaMed®

Ekran

Renkli OLED
4 Yönlü

SpO₂

Ölçüm Aralığı: %35 - %100
Hassasiyet: %70 - %100 (± %2)
%1 - %90 (± %1)

Nabız

Ölçüm Aralığı: 25 - 250 bpm
Hassasiyet: ± 2 bpm / ± %2

Ebatlar

58x35x32

Ağırlık

58 gr (Piller Dahil)

Güç

2x AAA Batarya



DENİZLER

DENİZLER MEDİKAL SAN. ve TİC. A.Ş.

K.bakkalköy Mh. Sevda Sk.

Seven Tower No:1 Kat:3

Ataşehir / İSTANBUL

T : +90 216 577 52 22 F : +90 216 577 52 21

info@denizlermedikal.com

www.denizlermedikal.com

CE₀₄₃₄

SeaMed®



Parmak Tipi Pulseoksimetre