

TEKNİK ÖZELLİKLER

**SeaMed**®

**Ekran**

Renkli OLED  
4 Yönlü

**SpO<sub>2</sub>**

Ölçüm Aralığı: %35 - %100  
Hassasiyet: %70 - %100 (± %2)  
%1 - %90 (± %1)

**Nabız**

Ölçüm Aralığı: 25 - 250 bpm  
Hassasiyet: ± 2 bpm / ± %2

**Ebatlar**

58x35x32

**Ağırlık**

58 gr (Piller Dahil)

**Güç**

2x AAA Batarya

**ANDA MEDİKAL LTD. ŞTİ.**

K.Bakkalköy Mh. San. ve Tic. A.Ş.  
Seven Tower No:1 Kat:3  
Ataşehir / İSTANBUL

**T:** +90 216 575 0070

**F:** +90 216 575 0071

**M:** +90 544 577 5214

[www.andamedikall.com](http://www.andamedikall.com)  
[info@andamedikal.com](mailto:info@andamedikal.com)

*Anda*

CE 0434

**SeaMed**®



**Parmak Tipi Pulseoksimetre**