

SeaMed®

KS-Q10

OPERASYON LAMBASI



Dengeleyici kırmızı LED

Dengeleyici kırmızı led sayesinde kırmızı ve operasyon esnasında kızaran dokuların görülmesini daha kolaylaştırır.


DENİZLER
MEDİKAL

DENİZLER MEDİKAL SAN. ve TİC. A.Ş.

K.bakkalköy Mh. Sevda Sk.
Seven Tower No:1 Kat:3
Ataşehir / İSTANBUL
T : +90 216 577 52 22
F : +90 216 577 52 21

info@denizlermedikal.com
www.denizlermedikal.com



İşık şiddeti	78000lux-60cm 46000lx-100cm
İşık çapı	10cm-60cm/15cm-100cm
İşık rengi	4800K-5000K
Başlık çapı	26x23cm
Kontrol	Parlaklık ve renk
Esnek kol	Alüminyum Kol
Led tipi	10xLED 12W
Güç girişi	12V, 2A





KS-Q10



Dengeleyici kırmızı led sayesinde kırmızı ve operasyon esnasında kızaran dokuların görülmesini daha kolaylaştırır.

40.000 saate kadar dayanıklı LED ömrü

Operasyonu kolaylaştıran kullanım ve kontrol kolaylığı



clear+brilliant

