

TEKNİK ÖZELLİKLER

SeaMed® LED 500

Lamba Başlık Çapı: 500mm

Maksimum (Aydınlatma) Işık Şiddeti : 40.000-140.000 lux

Işık Renk İndeksi : RA =95

Renk Sıcaklığı : 4300±500 kelvin

Çalışma Gücü: 220/50

Lamba Enerjisi: 60W

Aydınlatma Ayarı: Atlamasız Ayar

Odak Çapı : 160-320mm

Lamba Ömrü (saat): 40000-50000

Aydınlatma Derinliği : 700mm

DENİZLER MEDİKAL SAN. ve T.C.A.Ş.

K.bakkalköy Mh. Seveda Sk.
Seven Tower No:1 Kat:3
Ataşehir / STANBUL
T : +90 216 577 52 22
F : +90 216 577 52 21

info@denizlermedikal.com
www.denizlermedikal.com

CE 0434

SeaMed®



SEAMED LED-500 Ameliyat Lambası



SeaMed®

LED-500
Ameliyat Lambası

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

- » Lamba Gücü: 60W + 100W Işık
- » Ayarı: Atlamasız Ayar
- » Odak Çapı: 160-320mm
- » Aydınlatma Derinliği : 700mm
- » LED500 Başlıklarını İ çerir



DENİZLER MEDİKAL SAN. ve T.C.A.

K.bakkalköy Mh. Sevda Sk.
Seven Tower No:1 Kat:3
Ataşehir / STANBUL
T : +90 216 577 52 22
F : +90 216 577 52 21

info@denizlermedikal.com
www.denizlermedikal.com

