

## Maxilite Miller Laringoskop Seti

FIX Tube




### ÖZELLİKLER:

304 Paslanmaz çelikten üretim,  
Tüm Blade'ler ISO 7376 stantlarına uyumlu  
Blade'ler otoklanabilir,  
Kapalı Fiber Optik sistem,  
Yüksek performans,uzun ömürlü kullanım,  
Bakım gerektirmez,  
Bağlantı vidası bulunmaz.

### BLADE ÖLÇÜLERİ

Blades	B/No	Ölçü
Premature	00	65 MM
Yenidoğan	0	78 MM
Bebek	1	102 MM
Çocuk	2	154 MM
Orta-Yetişkin	3	195 MM
Büyük-Yetişkin	4	205 MM



## Maxilite Macintosh Laringoskop Seti



### ÖZELLİKLER:

**304 Paslanmaz çelikten üretim,  
Tüm Blade'ler ISO 7376 stantlarına uyumlu  
Blade'ler otoklanabilir,  
Kapalı Fiber Optik sistem,  
Yüksek performans,uzun ömürlü kullanım,  
Bakım gerektirmez,  
Bağlantı vidası bulunmaz.**

### BLADE ÖLÇÜLERİ

Blades	B/No	Overall length
Yenidoğan	0	80 MM
Bebek	1	92 MM
Çocuk	2	115 MM
Orta-Yetişkin	3	135 MM
Büyük-Yetişkin	4	155 MM
Ext.Büyük-Yetişkin	5	175 MM



# SeaMed®

## Maxilite McCoy Flexible Laringoskop Seti

FlexTip 70°



### ÖZELLİKLER:

70°'ye kadar ayarlanabilir flexible blade,  
Hassas oval geçişler,  
304 Paslanmaz çelikten üretim,  
Tüm Blade'ler ISO 7376 standartlarına uyumlu  
Blade'ler otoklanabilir,  
Kapalı Fiber Optik sistem,  
Yüksek performans,uzun ömürlü kullanım,  
Bakım gerektirmez,  
Bağlantı vidası bulunmaz.

### BLADE ÖLÇÜLERİ

Blades	B/No	Size
Çocuk	2	102 MM
Orta-Yetişkin	3	130 MM
Büyük-Yetişkin	4	155 MM



# SeaMed®



## Handle

### Fiber Optik Aydınlatma

Ampuller	
Amp	Voltaj
Xenon	2.5V
LED	3.0V
Halogen	2.5V
Halogen	3.5V

Handle	Ölçü	Batarva
■ Infant	122 MM	1 x AA
■ Stubby	125 MM	1 x C
■ Pediatric	160 MM	2 x AA
■ Medium	160 MM	2x C
■ Large	175 MM	2x D

## MASAÜSTÜ LARİNGOSOP ŞARJ CİHAZI

### ÖZELLİKLER

Kaliteli Plastik Malzeme ile Üretim,  
Medium ve Small Handle Şarj İmkanı,  
AC Güç ve Şarj Durum Göstergesi,  
Kısa Devre, Ters Voltaj, Aşırı Voltaj Koruması  
Düşük Pil Göstergesi



LI-ION BATARYA



DC-LI-ION BATARYA



DENİZLER MEDİKAL SAN. ve TİC. A.Ş.

K.bakkalköy Mh. Sevda Sk.  
Seven Tower No:1 Kat:3  
Ataşehir / İSTANBUL  
T : +90 216 577 52 22  
F : +90 216 577 52 21

info@denizlermedikal.com  
www.denizlermedikal.com