



**SeaMed**®





## **SeaMed Steteskoplar**

- Hassas Sesleri Dinleyebilme**
- Dayanıklı Yapı**
- Yetişkin**
- Pediatrik**
- Yenidoğan**



## o U Yetişkin Steteskop

- Mükemmel performans için yüksek akustik hassasiyet,
- Paslanmaz çelik ve kauçuk aksam,
- Üşütmeyen diyafram için plastik conta,
- Kulak adaptörleri temizlenebilir, değiştirilebilir,
- Çizik, delik, çatlak, kir, çapak vs. bulunmamakta,
- Tambur : 46 mm
- Steteskop boyu : 77 cm
- Yedek Diyafram ve Kulak Adaptörleri





## o U 'Pediatrik/Yenidoğan Steteskop

- Mükemmel performans için yüksek akustik hassasiyet,
- Paslanmaz çelik ve kauçuk aksam,
- Üşütmeyen diyafram için plastik conta,
- Kulak adaptörleri temizlenebilir, değiştirilebilir,
- Çizik, delik, çatlak, kir, çapak vs. bulunmamakta,
- Tambur : 37 mm
- Stetoskop boyu : 77 cm
- Yedek Diyafram ve Kulak Adaptörleri





## o U Çift Hortumlu Yetişkin/Pediyatrik Steteskop

- Mükemmel performans için yüksek akustik hassasiyet,
- Üşütmeyen diyafram için plastik conta,
- Kulak adaptörleri temizlenebilir, değiştirilebilir,
- Çizik, delik, çatlak, kir, çapak vs. bulunmamakta,





DENİZLER  
MEDİKAL

**SeaMed®**

## o U Alüminyum Yetişkin Steteskop

- Mükemmel performans için yüksek akustik hassasiyet,
- Üşütmeyen diyafram için plastik conta,
- Kulak adaptörleri temizlenebilir, değiştirilebilir,
- Çizik, delik, çatlak, kir, çapak vs. bulunmamakta,



DENİZLER  
MEDİKAL

**DENİZLER MEDİKAL SAN. ve TİC. A.Ş.**

K.bakkalköy Mh. Sevda Sk.  
Seven Tower No:1 Kat:3  
Ataşehir / İSTANBUL  
T : +90 216 577 52 22  
F : +90 216 577 52 21

info@denizlermedikal.com  
[www.denizlermedikal.com](http://www.denizlermedikal.com)